



Mesures de Sécurité lors de l'Utilisation d'Oxygène à Domicile

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES CLIENTS ET L'ÉQUIPE D'OSR MÉDICAL :

L'oxygène n'est pas un gaz explosif, mais il accélère la vitesse de combustion. Cela veut dire qu'en présence d'oxygène, un petit feu peut devenir grave et incontrôlable.

Lorsque vous utilisez l'oxygène, vous devez :

- Mettre en évidence la pancarte signalant l'utilisation de l'oxygène
- Ne **jamais** fumer
- Ne jamais utiliser d'allumettes et de briquet
- Ne jamais allumer de chandelles ou de brûleur à fondue
- Ne jamais lubrifier une quelconque partie de l'équipement avec de l'huile ou de la graisse
- Ne jamais appliquer sur le visage et les mains des crèmes à base d'huile et de graisse
- Ne pas placer le concentrateur ou le cylindre d'oxygène près d'une source de chaleur (grille de chauffage, foyer, poêle à bois)
- Ne pas ouvrir le four ou brasser les aliments se trouvant sur la cuisinière lorsque vous portez l'oxygène
- Bien fixer les cylindres
- Ne jamais utiliser de ruban adhésif sur les valves ou le réservoir d'oxygène
- Bien suivre les instructions fournies par le clinicien et/ou le technicien d'OSR Médical avant de manipuler le cylindre d'oxygène et tout équipement relatif
- Garder l'équipement d'oxygène propre
- Utiliser des gants ou vous assurer d'avoir les mains propres et non graisseuses lorsque vous assemblez l'équipement d'oxygène
- Porter des habits propres, exempts d'huile
- Ouvrir les valves du cylindre d'oxygène doucement

Vous êtes conscient de l'importance du système d'urgence (back-up).

NOTE :

Vous êtes responsables de transmettre ces informations à tous ceux qui vous côtoient.

Je reconnais avoir pris connaissance et compris les mesures de sécurité.

Nom : _____ Témoïn : _____

Signature : _____ Signature : _____

Date : ____ / ____ / ____
JJ MM AAAA

Date : ____ / ____ / ____
JJ MM AAAA